



xiaomi



Mi Smart Electric Toothbrush T500

Mi Akıllı Elektrikli Diş Fırçası T500

MES601

Kullanıcı Kılavuzu

Manyetik Levitasyon Sonik Motor

- Yüksek frekanslı titreşim motoru
- Titreşim frekansı 31000 kez/dakika, güçlü ve dişlerdeki anız lekelerini temizlemesi kolay

Fully Washable

- IPX7 waterproof level

Ölçen ve Raporlayan Konum Tespit Teknolojisi

- Uygulama aracılığıyla fırça hareketi tanıma ve rapor oluşturma

Metal İçermeyen Flokula Kollar

- Daha çevre dostu ve hijyenik bir deneyim için yüksek yoğunluklu, paslanmaz, zihinsel serbest fırça başlığı

Akıllı Aşırı Basınç Koruması

- Gerçek zamanlı basınç algılama, diş etlerine bakım
- Çok sert fırçaladığınızda sizi uyararak için görünür basınç sensörü yanar

Kablosuz Endüktif Şarj ve 18 Gün PİL Ömrü

- Tek bir şarj için 18 günlük ücretli kullanılabilir ve uygulama aracılığıyla kalan pili kontrol edin

DuPont Antimikrobiyal Kollar

- DuPont seçilmiş yüksek kaliteli yumuşak kıllar

Çok Sayıda Özelleştirilebilir İşlev ve Fırçalama Modu

- 3 fırçalama modu: standart / hassas / özelleştirilmiş mod
- Uygulamayla etkinleştirilen kişiselleştirilmiş fırçalama süresi, fırçalama modları ve temizlik ihtiyacınızı karşılayan çeşitli işlevler

Ayırt Edilimesi Kolay Renkli Yüzükler

- Renkli halkalar ve değiştirilebilir düğme işlevleriyle tasarım.

Karışıklık olmadan daha fazla sağlık ve hijyen için kişi başına bir renk

Kurulum ve Kullanım Talimatları

1. Mi Home indirin / Xiaomi Home App, ve Xiaomi Ev Uygulaması'na tıklayın ve Mi Akıllı Elektrikli Diş Fırçası T500'ü bulmak için Cihaz ekle'yi tıklayın.
2. Telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve fırçayı eşleştirmek için Uygulamadaki talimatları izleyin.
3. Kişiselleştirilmiş fırçalama ayarlarını yapmak için uygulamayı kullanın veya varsayılan olarak bırakın.
4. Fırçalama için Standart, Nazik veya önceden ayarlanmış özelleştirilmiş mod arasında seçim yapmak için düğmeyi kullanın.
5. Yeni başlayanlar için, uygulama, motor başlamadan önce 10 saniye bekleme seçeneğine izin verir, böylece bu süre zarfında diş macunu diş macununun dökülmesini önleyerek dişlere uygulanabilir.
6. Fırçalama geçmişi, fırçalama ipuçlarını vb. görmek için uygulamadaki raporu düzenli olarak kontrol edin.

Teknik Özellikler

- Ürün Modeli: MES601
- Nominal Voltaj: 3.7V
- Nominal Güç: 2W
- Nominal Giriş: 5 V 0.5A
- IP Derecelendirme: IPX7
- Batarya Kapasitesi: 700mAh
- Şart Süresi: 12 saat
- Diş Fırçası Sapı Boyutları: 28.1 x 28.3 x 187.5 mm
- Fırça Başlığı Boyutları: 24.6 x 24.6 x 85.0 mm

Kutu İçindekiler

- 1 x Diş fırçası Sapı
- 1 x Mil Koruyucu Kapak
- 1 x Fırça Başlığı
- 1 x Fırça Başlığı Koruyucu Kapak
- 1 x Şarj Yuvası (adaptörsüz)
- 3 x Renk Halkaları
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Garanti Bildirimi

Enerji Tüketimi

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağırlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



xiaomi

Kullanım Hataları

- Tamir Bakım ihtiyacınız olması halinde Teknik servis ile irtibata geçiniz. Tüketicinin Yapabileceği bir onarım bulunmamaktadır.
- Aşağıda belirtilen temizlik ve bakım kuralları dışına çıkmayın.
- Diş fırçasını kullanımdan sonra su ile durulayarak diş fırçasını ve kalıntıları giderin.
- Gereğinden fazla fırçalamayın. Diş fırçasına fazla basınç uygulamak, diş fırçası kıllarının temizlik sırasında daha hızlı yıpranmasına ve daha az etkili olmasına neden olabilir.
- Diş fırçasını dik bir konumda saklayın ve kurumaya bırakın.
- Diş Fırçasının kıllarında yıpranma fark ederseniz, başlık kısmını değiştirin.
- Kullanıma bağlı olarak 3 ve 6 ay arasında başlık kısmını değişmesi gerekebilir.
- Cihazın sadece başlık kısmını su ile durulayabilirsiniz. Elektronik kısmını kuru tutun.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının söndürüldüğünden ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketeleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsılmaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Güvenlik Bilgileri

- Diş Fırçasının yüzeyinde sert veya sivri nesnelere kullanmayın, aksi takdirde başlık hasar görebilir ve kesme özelliğini kaybedebilir.
- Fırça performansını düşmesini önlemek için, tıraş başlığının sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevleri ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Uyarı: Piliin patlamasını veya toksik ve tehlikeli maddeler salmasını önlemek için bu fırçayı veya pilini ateşe maruz bırakmayın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.



Üretici Firmamız:

Ünvan: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresi: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China



SOOCAS
（原主）

Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Mi Smart Electric Toothbrush T500
Model: MES601
SKU No. : NUN4087GL
Batch or Serial Number: 24876/XXXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
Address: Room 1101-1104, 401&402, Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No.3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, P. R. China
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative


Name:
Address:
Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	<input type="checkbox"/>
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	<input type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	<input type="checkbox"/>
Machinery (MD)	2006/42/EC	<input type="checkbox"/>
Toys safety	2009/48/EC	<input type="checkbox"/>
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/>
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	<input type="checkbox"/>
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	<input type="checkbox"/>
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>



References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60335-2-52:2003+A1:2008+A11:2010, EN 62233:2008	EN190731009S	EMTEK(NINGBO)CO.,LTD.
ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016	ES190731001W01-3	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 62479:2010	ES190731001W02-3	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017, ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017	ES190731001W03-3	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 55011:2016	ES190731002E-2	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN IEC 63000: 2018	CANEC1906163601	SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Guangzhou Branch

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:
Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of:

Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.

Place and date of issue:

Room 1101-1104, 401&402 Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No.3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, P. R. China

Name, function:

Zengxiaojun : Certification manager



Color Image of product: